







Nan laniou dieule épreuve bi di PCR

*Bala guay commencé, nala leer ni fi gua nek amna aération bouy ventilé bou bakh, te bou kene nek si sa weet si distance bou gaat 2 m ak tamit données yi niou lay lathie nakh bakhna

1/ Raxasal say loxo

2/ Guenel matériel bi
(écouvillon bi ak tube
bi) si emballage bi3/ Collel étiquette bi si tube
bi si position verticale4/ Collel benen étiquette bi
si feuille (keyiit) demande
bi5/ Wathiél sa masque basi
sa soufou bakan bi (nez)6/ Dougal lal écouvillon
(bante bi) si tolinou 2 cm
si bakhou bakan bi
* Digua sentir loula derangé7/ Tournel écouvillon (bante bi)
di ko frotté si boute
bakan bi si tolinou 5
segond8/ Guene ko nank après
gua solat sa masque9/ Dougalal écouvillon bi
(bante bi) si biir tube bi, gua
damko si digui biso parei
gua teudj tube bi.10/ Dougalal tube bi si biir mbouss
bi (sachet) après
gua dougal ko si biir
boîte epreuvre bi11/ Désinfectel table bi ak gua
raxasat sa loxo.

Accedel si vidéo yi
nioun la wane ak QR
code bi

