

Sondatge vesical

Consideracions prèvies i posteriors al sondatge vesical

<p>Descripció</p>	<p><input type="checkbox"/> És la inserció, de forma asèptica, d'una sonda a la bufeta de l'orina de manera intermitent o permanent, a través del meat urinari.</p>	
<p>Objectius</p>	<p><input type="checkbox"/> Assegurar la permeabilitat i el flux urinari en cas de problemes urològics obstructius.</p> <p><input type="checkbox"/> Aconseguir mostres d'orina en cas que no hi hagi micció espontània.</p> <p><input type="checkbox"/> Disminuir el risc d'infecció associada a catèter vesical.</p> <p><input type="checkbox"/> Reduir la variabilitat clínica.</p> <p><input type="checkbox"/> Permetre l'administració de fàrmacs amb finalitat terapèutica i/o diagnòstica.</p> <p><input type="checkbox"/> Mesurar i controlar la diüresi de manera estricta i continuada.</p> <p><input type="checkbox"/> Mantenir la bufeta buida en casos d'intervenció quirúrgica.</p> <p><input type="checkbox"/> Mantenir la pell seca en persones incontinents que tinguin lesions cutànies pròximes a la zona perianal.</p>	
<p>Material</p>	<p><input type="checkbox"/> Sonda vesical del tipus i calibre indicat (preferiblement dues)</p> <p><input type="checkbox"/> Sabó líquid, aigua tèbia i gases per a la higiene</p> <p><input type="checkbox"/> Gel hidroalcohòlic</p> <p><input type="checkbox"/> Pinça kocher</p> <p><input type="checkbox"/> Guants de nitril o làtex, d'un sol ús, no estèrils</p> <p><input type="checkbox"/> Guants estèrils de nitril o làtex</p> <p><input type="checkbox"/> Talla estèril fenestrada</p>	<p><input type="checkbox"/> Gases estèrils</p> <p><input type="checkbox"/> Xeringa de 10 ml</p> <p><input type="checkbox"/> Lubricant estèril urològic</p> <p><input type="checkbox"/> Aigua bidestil·lada 10 ml</p> <p><input type="checkbox"/> Clorhexidina aquosa 2%</p> <p><input type="checkbox"/> Bossa col·lectora</p> <p><input type="checkbox"/> Pot/tub per a la recollida de mostres, si escau</p> <p><input type="checkbox"/> Llum de peu</p>

Procediment

- Abans del procediment
 - ✓ Presentar-se amb nom i categoria professional.
 - ✓ Informar el pacient i/o família del procediment i la seva finalitat.
 - ✓ Acomodar el pacient i respectar la seva intimitat en tot moment: decúbit supí amb les cames flexionades i, en les dones, en posició ginecològica.
 - ✓ Verificar les indicacions de la tècnica a realitzar.
 - ✓ Confirmar les al·lèrgies del pacient.
 - ✓ Procedir a realitzar la higiene de genitals.
- Consideracions prèvies
 - ✓ Utilitzar el calibre i diàmetre mínim possible, per evitar lesionar el tracte urinari.
 - ✓ No forçar mai l'entrada de la sonda per perill de provocar falses vies.
- Higiene de zona genital
 - ✓ Col·locar el pacient en decúbit supí i les cames flexionades.
 - ✓ Fer la higiene de mans amb gel hidroalcohòlic.
 - ✓ Col·locar-se els guants d'un sol ús, no estèrils.
 - ✓ Procedir al rentat dels genitals amb aigua i sabó utilitzant gases estèrils.
 - ✓ Retirar-se els guants.
 - ✓ Fer, novament, la higiene de mans amb gel hidroalcohòlic.
 - ✓ Col·locar el llum de peu.

Sondatge vesical
Annex 1. Consideracions prèvies
i posteriors

ICS_INF_PISV_A_001
Data de revisió: 10/2020
Versió: 01

Contraindicacions

- Alteracions anatòmiques del tracte urinari
- Sospita de ruptura uretral
- Prostatitis aguda
- Lesions uretrals: estenosis, fístules, etc.
- Traumatismes uretrals o pelvians

Complicacions

- Perforació uretral (falsa via 9 o vesical)
- Infecció urinària
- Retenció urinària per obstrucció de la sonda
- Hematúria *ex vacuo*
- Uretritis
- Incomoditat de la/del pacient

Tractament de material i residus

- Llençar tot el material d'un sol ús a la bossa de residus sanitaris del grup II.